



SOLUCIONES VOLUMÉTRICAS LISTAS PARA USAR

¡Gana tiempo, ahorra dinero y evita errores!

CARLO ERBA Reagents ofrece una gama de más de 150 referencias de soluciones volumétricas con calidad garantizada:

- Concentración exacta del lote impresa en la etiqueta del envase y en el certificado de análisis del lote entregado.
- Referencia y trazabilidad según certificado S.R.M. del National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T)
- Precisión del ensayo: +/- 0,1%, si indicado
- Disponible en botellas de polietileno o de vidrio, con cuello GL45 para acople directo a los valoradores automáticos del laboratorio
- Disponible en Kubidos® de 5L y 10L, envase suministrado con grifo y tapón, ideal para un excelente almacenamiento y dosificación del producto*



* El envase patentado Kubidos® es una caja cúbica protectora con un contenedor interior de HDPE, un grifo y un tapón que facilita la dispensación del producto. El recipiente de HDPE conserva el vacío, evitando el contacto del producto con el aire, para reducir el riesgo de carbonatación de las soluciones alcalinas y la contaminación microbiana.

Producto	NIST	Pkg	Código
Ácido acético 0.1 mol/l (0.1N)		1 l	P3100015
Ácido acético 1 mol/l (1N)		1 l	502000
		5 l	524605
Ácido clorhídrico 0.0714 mol/l (N/14)		10 l Kub	526533
Ácido clorhídrico 0.714 mol/l (N/1.4)		10 l Kub	526531
Ácido clorhídrico 1.128% (m/v)		1 l	502761
Ácido clorhídrico 0.01 mol/l (0.01N)	x	1 l	404267
Ácido clorhídrico 0.02 mol/l (0.02N)		1 l	PS0342/15
		5 l	526537
Ácido clorhídrico 0.05 mol/l (0.05N)		1 l	PS0587/15
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1N)	x	1 l	404197000
	x	5 l Kub	404192000
		5 l Kub	528573
	x	10 l Kub	404191000
		10 l Kub	528571
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1N) in propanol-2		1 l	526536
Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2N)		1 l	502631
Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2N) in propanol-2		1 l	526535
Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5N)	x	1 l	404147000
	x	5 l Kub	404142000
	x	10 l Kub	404141000
Ácido clorhídrico 1 mol/l (1N)	x	1 l	404097000
	x	5 l Kub	404092000
		5 l Kub	528673
	x	10 l Kub	404091000
		10 l Kub	528671

Producto	NIST	Pkg	Código
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2N)	x	1 l	404067000
	x	5 l Kub	404062000
	x	10 l Kub	404061000
Ácido clorhídrico 3 mol/l (3N)		1 l	502621
		2.5 l	502622
		25 l	502011
Ácido clorhídrico 4 mol/l (4N)		1 l	PS0589/15
		5 l	PS0589/22
		25 l	PS0589/49
Ácido clorhídrico 6 mol/l (6N)		1 l	502831
		18 l	502832
Ácido EDTA sal disódica	x	1 l	405501000
0.05 mol/l (0.1N)	x	5 l	405502000
Ácido EDTA sal disódica	x	1 l	405511000
0.1 mol/l (0.2N)	x	5 l Kub	405513000
	x	10 l Kub	405512000
Ácido EDTA sal disódica	x	1 l	405442000
0.01 mol/l (0.02N)	x	5 l Kub	405443000
Ácido nítrico 0.1 mol/l (0.1N)	x	500 ml	408206000
Ácido nítrico 1 mol/l (1N)	x	1 l	408171000
	x	500 ml	408176000
Ácido nítrico 2 mol/l (2N)	x	5 l	408185000
Ácido nítrico 8 mol/l (8N)		2.5 l	PS0311/20
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1N)	x	500 ml	409136
en ácido acético	x	1 l	409131



Producto	NIST	Pkg	Codigo
Ácido sulfúrico 0.005 mol/l (0.01N)		5 l Kub	PS0026/95
		10 l Kub	PS0026/96
Ácido sulfúrico 0.01 mol/l (0.02N)		1 l	PS0047/15
Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04N)		1 l	PS0219/15
		5 l Kub	PS0219/95
Ácido sulfúrico 0.025 mol/l (0.05N)		10 l Kub	PS0016/96
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1N)	x	1 l	410717000
	x	5 l Kub	410712000
	x	10 l Kub	410711000
	x	10 l	410715000
	x	20 l	410714000
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2N)		1 l	502100000
Ácido sulfúrico 0.125 mol/l (0.25N)		5 l	PS0445/22
		10 l	PS0445/41
Ácido sulfúrico 0.13 mol/l (0.26N)		5 l	502651
Ácido sulfúrico 0.166 mol/l (0.333N)		1 l	PS0217/15
Ácido sulfúrico 0.25 mol/l (0.5N)	x	1 l	410667000
	x	5 l Kub	410663000
	x	10 l Kub	410662000
Ácido sulfúrico 0.26 mol/l (0.52N)		5 l	502202
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1N)	x	1 l	410577000
	x	5 l	410575000
	x	5 l Kub	410572000
	x	10 l Kub	410571000
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2N)	x	1 l	410547000
	x	10 l	410548000
Amonio sulfocianuro 0.1 mol/l (0.1N)		1 l	420977
Plata nitrato 0.01 mol/l (N/100)		1 l	PS0030/15
Plata nitrato 0.05 mol/l (0.05N)	x	1 l	424101000
Plata nitrato 0.1 mol/l (0.1N)	x	1 l	424067000
	x	5 l Kub	424062000
	x	5 l	424063000
	x	10 l Kub	424061000
Plata nitrato 0.5 mol/l (0.5N)	x	1 l	424051000
Plata nitrato 1 mol/l (1N)	x	500 ml	424036000
	x	1 l	424035000
Potasio cloruro 0.01 mol/l (0.01N)		1 l	471255
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1N)	x	1 l	472457000
	x	5 l Kub	472452000
	x	10 l Kub	472451000
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1N) en etanol	x	1 l	472041000
	x	1 l PE	472042000
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1N) en metanol	x	500 ml	472486000
	x	1 l	472484000
Potasio hidróxido 0.23 mol/l (0.23N)		5 l	502092
Potasio hidróxido 0.25 mol/l (0.25N)	x	1 l	472427000
Potasio hidróxido 0.46 mol/l (0.46N)		5 l	502212
Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5N)	x	1 l	472337000
	x	5 l Kub	472332000
Potasio hidróxido 1 mol/l (1N)	x	1 l	472287000
	x	5 l Kub	472282000
	x	10 l Kub	472281000

Producto	NIST	Pkg	Codigo
Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5N) en etanol	x	1 l	472022000
Potasio nitrato 1 mol/l (1N)		250 ml	473045
Potasio permanganato 0.02 mol/l (0.1N)	x	1 l	473567000
	x	2.5 l	473566000
	x	5 l Kub	473565000
Potasio sulfocianuro 0.1 mol/l (0.1N)		1 l	E474417
Sodio cloruro 5 mol/l (5N)		1 l	502131
Sodio hidróxido 0.01 mol/l (0.01N)		1 l	PS0215/15
Sodio hidróxido 0.1 mol/l (N/10)	x	1 l	480897000
	x	5 l Kub	480891000
	x	10 l Kub	480892000
	x	10 l	480893000
Sodio hidróxido 0.25 mol/l (N/4)	x	1 l	480867000
	x	5 l Kub	480861000
	x	10 l Kub	480862000
Sodio hidróxido 0.357 mol/l (0.357N)		1 l	480837000
Sodio hidróxido 0.5 mol/l (N/2)	x	1 l	480777000
	x	5 l Kub	480771000
	x	10 l Kub	480772000
	x	10 l	480773000
Sodio hidróxido 1 mol/l (1N)	x	1 l	480717000
	x	5 l Kub	480711000
	x	5 l	480714000
	x	10 l Kub	480713000
Sodio hidróxido 2 mol/l (2N)	x	500 ml	480686000
	x	1 l	480687000
	x	5 l	480682000
	x	10 l Kub	480681000
	x	20 l	480684000
Sodio hidróxido 4 mol/l (4N)		2.5 l	502662
		10 l	502664
Sodio hidróxido 5 mol/l (5N)		1 l	526513
		5 l	526512
Sodio hidróxido 0.2 mol/l (N/5)		500 ml	502782
		10 l	502781000
Sodio hidróxido 0.7 mol/l (N/1.4)		10 l Kub	526511
Sodio tiosulfato 0;0197 mol/l (0.0197N)		2.5 l	484155
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1N)	x	1 l	484077000
	x	5 l Kub	484072000
	x	10 l Kub	484071000
Sodio tiosulfato 0.2 mol/l (0.2N)		5 l	P3520022
Sodio tiosulfato 0.5 mol/l (0.5N)		1 l	P3530015
Yodo 0.05 mol/l (0.1N)	x	500 ml	456036000
	x	1 l	456037000
Yodo 0.5 mol/l (1N)	x	500 ml	456135000
	x	1 l	456137000
Zinc sulfato 0.05 mol/l (0.05N)		1 l	494931
Zinc sulfato 0.1 mol/l (0.2N)		1 l	494921

